

Phospho-Akt1-S473 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

품목 번호: CM0001804



소개

인간 AKT1의 S473에서 인산화된 형태에 대한 인산화 특이적 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응. 암 및 대사 연구에서 AKT 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
종	인간
유전자 ID (인간)	207
유전자 ID	207
면역원	인간 Akt1 (NP_005154.2)의 S473 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백