

Phospho-Akt1-T308 Rabbit Pab - P31749

품목 번호: CM0001290



소개

Phospho-AKT1-T308 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인산화된 인간 AKT1(Thr308)을 검출하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 인슐린 신호 전달, 암 생물학 및 세포 생존 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AKT1-T308 Rabbit pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
종	인간
GeneID (Human)	207
GeneID	207
면역원	인간 Akt1의 T308 주변을 인산화한 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백