

인산화-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 토끼 다클론 항체 - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0000821



소개

AKT1-T308, AKT2-T309 및 AKT3-T305에 특이적인 인산화 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에서 반응성을 보이며 WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 키나아제 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; 인산화-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
종	인간
유전자ID (인간)	207/208/10000
유전자ID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드 인간 AKT1 (NP_005154.2)의 T308 주변 인산화 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백