

Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0001750



소개

Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스의 인산화된 AKT 아이소폼을 검출하며, 세포 신호 전달 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Rabbit pAb
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
종	인간
GeneID (인간)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
면역원	인간 AKT1 (NP_005154.2)의 T308 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백