

Phospho-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0000773



소개

Thr-450에서 인산화된 AKT1 및 동등한 부위의 AKT2/AKT3를 검출하는 포스포-특이적 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트 AKT 이소형과 교차 반응합니다. PI3K/AKT 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447 Rabbit mAb
종	인간
유전자 ID (인간)	207/208/10000
유전자 ID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드 (인간 Akt의 T450 주변 합성 인산화 펩타이드)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48KDa/51KDa/55KDa
배송	아이스백