


인산화-Akt1S1/Pras40-T246 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q96B36

품목 번호: CM0000766



소개

Thr246 부위에서 인산화된 인간 AKT1S1/PRAS40을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, mTORC1 신호 전달, 암 대사, 인슐린 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-AKT1S1/PRAS40-T246 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Lobe; PRAS40
종	인간
유전자 ID (인간)	84335
유전자 ID	84335
면역원	합성 펩타이드: 인간 AKT1S1/PRAS40 (NP_001265088.1)의 T246 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96B36
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스 팩