


Wb, Elisa용 Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 토끼 다클로날 항체 - Q96B36

품목 번호: CM0001273



소개

이 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간 샘플의 T246에서 인산화된 AKT1S1/PRAS40을 검출합니다. mTORC1 신호 전달 및 인슐린/영양소 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 Rabbit pAb
비고/별칭	Lobe; PRAS40; Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
종	Human
유전자 ID (인간)	84335
유전자 ID	84335
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q96B36
단백질 분자량	27kDa
배송	Ice bag