


Phospho-Akt2 Specific-S474 Rabbit Pab - P31751

품목 번호: CM0001731



소개

Ser474에서 인산화된 AKT2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인슐린 신호 전달, 포도당 대사 및 암 세포 생존 경로를 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AKT2 specific-S474 Rabbit pAb
비고/별칭	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 specific-S474
종	사람(Human)
GeneID (사람)	208
GeneID	208
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P31751
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백