


인산화-Alk-Y1096 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Um73

품목 번호: CM0001181



소개

인산화-ALK-Y1096 토끼 다클론 항체: 인간 샘플에서 티로신 1096 부위가 인산화된 ALK를 검출합니다. WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 신경발생, 에너지 균형 및 발암 경로에서 ALK 신호 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-ALK-Y1096 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ALK1; CD246; NBLST3; 인산화-ALK-Y1096
반응 종	인간
유전자ID (인간)	238
면역원	합성 펩타이드; 인간 ALK (NP_004295.2)의 Y1096 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UM73
단백질 분자량	176kDa
배송 방식	아이스팩