

인산화-Alt-Rpl36-S140 토끼 다클론 항체 - Alt-Rpl36

품목 번호: CM0001784

소개

인산화-alt-RPL36 (S140) 토끼 다클론 항체는 인간 샘플에서 웨스턴 블롯, 닛 블롯, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신호 전달 연구를 지원하기 위해 alt-RPL36의 인산화 반응을 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-alt-RPL36-S140 토끼 pAb
종	인간
면역원	합성 인산화 펩타이드 (alt-RPL36의 S140 주변 합성 인산화 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
배송	아이스백