

인 포스포-Alt-Rpl36-S19 토끼 Pab - Alt-Rpl36

품목 번호: CM0000634

소개

WB, DB, ELISA용 인 포스포-alt-RPL36-S19 토끼 다클론 항체. 인간 샘플에서 Ser19 위치의 인산화된 alt-RPL36을 검출합니다. 인산화 연구 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 포스포-alt-RPL36-S19 토끼 pAb
종	인간
면역원	합성 펩타이드 alt-RPL36의 S19 주변에 위치한 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
배송 방식	아이스 팩