

Phospho-Alt-Rpl36-S22 Rabbit Polyclonal Antibody - Alt-Rpl36

품목 번호: CM0001167

소개

Phospho-alt-RPL36-S22 rabbit pAb는 WB, DB, ELISA에 사용됩니다. 인간 샘플에서 Ser22 위치의 인산화된 alt-RPL36을 검출합니다. 리보솜 단백질 인산화 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-alt-RPL36-S22 Rabbit pAb
종	인간
면역원	합성 펩타이드 - alt-RPL36의 S22 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
배송	아이스백