

Phospho-Ampka1-S485 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13131

품목 번호: CM0001311



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Phospho-AMPKα1-S485 토끼 다클론 항체입니다. S485에서 인산화된 인간, 마우스, 래트 AMPKα1(~64kDa)을 검출하며, AMPK 신호 전달 및 에너지 대사 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AMPKα1-S485 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPKα1-S485
종	인간
유전자 ID (인간)	5562
유전자 ID	5562
면역원	인간 PRKAA1 (NP_006242.5)의 S485 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13131
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩