

Phospho-Ampka1-S496 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13131

품목 번호: CM0001645



소개

Ser496에서 인산화된 AMPKα1을 인식하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합. 인간 및 마우스 샘플에서 검증됨. 얼음 배송.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AMPKα1-S496 Rabbit mAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPKα1-S496
종	인간
유전자 ID (인간)	5562
유전자 ID	5562
면역원	합성 펩타이드 인간 AMPKα1 (Q13131)의 S496 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13131
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백