

인산화-Ampka1-T183/Ampka2-T172 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13131 / P54646

품목 번호: CM0000538



소개

AMPKα1-T183 및 AMPKα2-T172 인산화를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었으며, 에너지 대사 및 AMPK 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-AMPKα1-T183/AMPKα2-T172 토끼 pAb
비고/별칭	AMPKα1/AMPKα2; 인산화-AMPKα1-T183/AMPKα2-T172
종	사람
유전자ID (사람)	5562/5563
유전자ID	5562/5563
면역원	합성 펩타이드: 사람 PRKAA1 (NP_006242.5)의 T183 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13131/P54646
단백질 분자량	64kDa/65kDa/62kDa
배송	아이스백