

Wb 및 Elisa용 인산화 Ap2M1-T156 토끼 다클론 항체 - Q96Cw1

품목 번호: CM0000520



소개

Thr-156 위치에서 인산화된 AP2M1에 특이적으로 반응하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스 시료에 반응하며 웨스턴 블로팅과 ELISA에 적합합니다. 클라트린 매개 내포작용과 AP-2 복합체 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 AP2M1-T156 토끼 pAb
비고/별칭	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; 인산화 AP2M1-T156
종	사람
유전자 ID (사람)	1173
유전자 ID	1173
면역원	합성 펩타이드[사람 AP2M1 (NP_001020376.1)의 T156 주변 영역에서 합성된 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q96CW1
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩