

Phospho-App-T668 Rabbit Pab For Wb And Elisa - P05067

품목 번호: CM0001965



소개

인산화된 APP(Thr668)에 대한 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 내인성 인산화 APP를 검출합니다. 알츠하이머병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-APP-T668 Rabbit pAb
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
종	인간
유전자 ID (인간)	351
유전자 ID	351
면역원	인간 APP (NP_958817.1)의 T668 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P05067
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백