


Phospho-Arhgef2-S886 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92974

품목 번호: CM0001846



소개

세린 886에서 인산화된 ARHGEF2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA에 대해 검증됨. Rho GTPase 신호 전달, 세포 이동, 선천 면역 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ARHGEF2-S886 Rabbit pAb
비고/별칭	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
종	인간
GeneID (Human)	9181
GeneID	9181
면역원	합성 펩타이드 인간 ARHGEF2 (NP_001155855.1)의 S886 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92974
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백