

Phospho-Ask1-T845 토끼 단클론 항체, Wb, Db, Elisa용 - O35099

품목 번호: CM0001929

소개

Thr845에서 인산화된 ASK1을 검출하는 인산 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 시료에서 WB, DB, ELISA에 대해 검증되었으며, 아포토시스와 선천성 면역에 관여하는 155 kDa 스트레스 활성화 키나아제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ASK1-T845 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ASK; ASK1; Mekk5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	4217
유전자 ID	26408
면역원	마우스 ASK1 (NP_032606.4)의 T845 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O35099
단백질 분자량	155kDa
배송 방식	아이스백