


Wb, Ihc-P, Elisa용 인산화-Atf2 (T69/T71) 토끼 다클론 항체 - P15336

품목 번호: CM0000866



소개

Thr69/Thr71 위치의 인간 ATF2를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐에서 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. 세포자멸사, 전사 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-ATF2-T69/T71 토끼 pAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/T71
종	인간
GeneID (인간)	1386
GeneID	1386
면역원	인간 ATF2 (NP_001871.2)의 T69 및 T71 주변의 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩