


Phospho-Atf2-T71 Rabbit Mab For Wb And Elisa - P15336

품목 번호: CM0000690



소개

Phospho-ATF2-T71 Rabbit mAb는 Thr71에서 인산화된 ATF2를 검출하며, Western Blot 및 ELISA에서 마우스 교차 반응성을 검증받았습니다. 전사 조절 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ATF2-T71 Rabbit mAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
종	인간
GeneID (Human)	1386
GeneID	1386
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	Western Blot, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백