

## Wb, If-P, Elisa용 Phospho-Atm-S1981 토끼 단일클론 항체 - Q13315

품목 번호: CM0001078



### 소개

WB, IF-P, ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Phospho-S1981 ATM 토끼 단일클론 항체입니다. 세린 1981에서 인산화된 인간 ATM을 검출합니다. DNA 손상 반응 및 체크포인트 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수          | 값                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명           | Phospho-ATM-S1981 Rabbit mAb                                  |
| 비고/별칭         | AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981 |
| 종(Species)    | Human (인간)                                                    |
| GeneID (인간)   | 472                                                           |
| GeneID        | 472                                                           |
| 항원(Immunogen) | 인간 ATM (Q13315)의 S1981 주변 합성 인산화 펩타이드                         |
| 공급원(Source)   | Rabbit (토끼)                                                   |
| 카테고리          | Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)                            |
| 어플리케이션        | WB, IF-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성        | Human (인간)                                                    |
| SWISS         | Q13315                                                        |
| 단백질 분자량       | 351kDa                                                        |
| 배송(Shipping)  | 아이스 백 (Ice bag)                                               |