


Phospho-Atr-S428 Rabbit Mab - Q13535

품목 번호: CM0001558



소개

S428에서 인체 ATR을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. DNA 손상 체크포인트 및 핵막 무결성 연구에 필수적이며, 단백질 분자량은 301kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ATR-S428 Rabbit mAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKLL; Phospho-ATR-S428
종 특이성	인간
GeneID (Human)	545
GeneID	545
면역원	합성 펩타이드, 인간 ATR (NP_001175.2)의 S428 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송	아이스백