


Wb 및 Elisa용 Phospho-Atr-S428 토끼 단일클론 항체 - Q13535

품목 번호: CM0001807



소개

WB, ELISA용으로 검증된 Phospho-ATR-S428 토끼 mAb입니다. 중요한 DNA 손상 체크포인트 키나아제인 인간 ATR의 세린 428 인산화를 검출합니다. 독성 스트레스 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ATR-S428 Rabbit mAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKLI; Phospho-ATR-S428
종	Human (인간)
유전자 ID	545
면역원	합성 펩타이드 / 인간 ATR (NP_001175.2)의 S428 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301 kDa
배송	아이스 팩