


인산화-Atr-S428 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q13535

품목 번호: CM0001761



소개

Ser428 부위가 인산화된 ATR에 특이적으로 결합하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 쥐에서 반응성을 보입니다. DNA 손실 체크포인트 및 세포 주기 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-ATR-S428 토끼 pAb
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
종	인간
유전자 ID (인간)	545
유전자 ID	545
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ATR (NP_001175.2)의 S428 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송 방법	아이스 팩