


인산화 Atr-T1989 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 적용 - Q13535

품목 번호: CM0000712



소개

Phospho-ATR-T1989 Rabbit pAb는 T1989 위치에서 인산화된 ATR을 검출합니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 반응, 체크포인트 신호 전달 및 게놈 안정성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 ATR-T1989 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
종	인간
유전자ID (인간)	545
유전자ID	545
면역원	합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송 조건	아이스팩