


Phospho-Aurka (Thr288) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O14965

품목 번호: CM0000889



소개

Thr288에서 인산화된 Aurora kinase A에 특이적인 토끼 폴리클론항체. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 유사분열, 중심체 기능, 암 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-AURKA-T288 Rabbit pAb
비고/별칭	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Phospho-AURKA-T288
종	인간
GeneID (인간)	6790
GeneID	6790
면역원	인간 AURKA (NP_003591.2)의 T288 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14965
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백