


인산화-Axl (Y702) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P30530

품목 번호: CM0001486



소개

티로신 702 위치의 Axl을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체 (P30530). WB 및 ELISA에서 검증되었으며 GAS6/AXL 신호 전달, 세포 생존 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	인산화-Axl-Y702 토끼 pAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	558
유전자 ID	558
면역원	인간 AXL (NP_068713.2)의 Y702 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30530
단백질 분자량	98kDa
배송 방식	아이스 팩