

Wb, Elisa용 Phospho-B-Raf (S445) 폴리클로날 항체 - P15056

품목 번호: CM0001775



소개

Phospho-B-Raf (S445) Rabbit pAb은 S445에서 인산화된 경우에만 내인성 B-Raf를 검출합니다. 사람 및 쥐 반응성으로 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. MAP 키나제 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-B-Raf-S445 Rabbit pAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S445
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	673
GeneID	673
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 사람 BRAF (NP_004324.2)의 S445 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)