

Wb용 인산화-B-Raf-S728 토끼 다클론 항체 - P15056

품목 번호: CM0001593



소개

인산화-B-Raf-S728 토끼 다클론 항체는 Ser728 부위가 인산화된 인간 B-Raf를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 84kDa 밴드를 검출합니다. MAPK 신호 전달 및 발암성 BRAF 돌연변이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-B-Raf-S728 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
종	인간
GeneID (인간)	673
GeneID	673
면역원	인간 BRAF(NP_004324.2)의 S728 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스백