

인 S112 인산화 Bad 토끼 단클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa 적용 - Q92934

품목 번호: CM0001827



소개

Phospho-Bad-S112 Rabbit mAb는 S112 부위가 인산화된 인간 Bad를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 래트 Bad를 검출하며 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 S112 인산화 Bad 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
반응 종	인간
유전자 ID	572
면역원	합성 펩타이드 인간 Bad의 S112 부위 주변에 해당하는 인산화 특이 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92934
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백