

인 포스포-Bcar1-Y165 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P56945

품목 번호: CM0000982



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인산화 특이적 BCAR1 (pY165) 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 래트의 p130cas를 검출하며 인테그린 매개 신호 전달, 세포 부착 및 이동 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	인 포스포-BCAR1-Y165 토끼 pAb
비고/별칭	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
종	사람
유전자 ID (사람)	9564
유전자 ID	9564
면역원	합성 펩타이드 - 사람 BCAR1 (NP_055382.2)의 Y165 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	P56945
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스 팩