


인산화-Bcar1 (Y410) 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P56945

품목 번호: CM0001452



소개

티로신 410 위치에서 인산화된 BCAR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체 (P56945). WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 시료와 반응합니다. 세포 부착 및 이동 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	인산화-BCAR1-Y410 토끼 pAb
비고/별칭	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
종	인간
유전자ID (인간)	9564
유전자ID	9564
면역원	합성 펩타이드: 인간 BCAR1 (NP_055382.2)의 Y410 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P56945
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스팩