

인산화-Bcl-2-S87 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P10415

품목 번호: CM0001094



소개

Ser87 부위에서 인산화된 Bcl-2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 랫트 샘플의 WB 및 ELISA 실험에 이상적이며, 세포사멸, 자가포식 및 암 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 내용
제품명	인산화-Bcl-2-S87 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50; 인산화-Bcl-2-S87
반응 종	사람
유전자ID (사람)	596
유전자ID	596
면역원	사람 Bcl-2 (NP_000624.2)의 S87 부위 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 랫트
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩