


Wb 및 Elisa용 인산화-Beclin 1 (Ser15) 토끼 다가항체 - Q14457

품목 번호: CM0001642



소개

WB 및 ELISA용 인산화 특이적 Beclin-1 (Ser15) 토끼 다가항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 Beclin-1 (52 kDa)과 반응합니다. 자가포식, 세포자멸사 및 숙주 방어 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-Beclin 1-Ser15 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser15
종	Human
유전자 ID (인간)	8678
유전자 ID	8678
면역원	인간 Beclin 1 (NP_003757.1)의 S15 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14457
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩