


Wb 및 Elisa용 인산화 베클린 1 (Ser90) 토끼 다클론 항체 - Q14457

품목 번호: CM0001314



소개

Ser90 위치의 베클린-1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯과 ELISA로 검증되었습니다. 자가포식, 세포사멸, 내포작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 베클린 1-Ser90 토끼 pAb
비고/별칭	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
종	사람
GeneID (사람)	8678
GeneID	8678
면역원	사람 베클린 1 (NP_003757.1)의 S90 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q14457
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백