


Phospho-Beclin 1-Ser93 Rabbit Pab (Wb, Elisa 용) - Q14457

품목 번호: CM0001425



소개

Phospho-Beclin 1-Ser93 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 자가포식 및 세포사멸의 주요 조절자인 Ser93에서 인산화된 인간 Beclin-1을 검출합니다. 자가포식, 세포사멸, 숙주 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Beclin 1-Ser93 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser93
종	인간
유전자 ID (인간)	8678
유전자 ID	8678
면역원	인간 Beclin 1 (NP_003757.1)의 S93 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14457
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백