

인-포스포-Brca1-S1423 토끼 Pab - P38398

품목 번호: CM0000740



소개

인간, 생쥐, 래트와 반응하는 인-포스포-BRCA1 (S1423) 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. DNA 손상 복구 및 종양학 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	인-포스포-BRCA1-S1423 토끼 pAb
비고/별칭	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
종	인간
유전자ID (인간)	672
유전자ID	672
면역원	합성 펩타이드 인간 BRCA1 (NP_009225.1)의 S1423 주변 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P38398
단백질 분자량	208kDa
배송 방식	아이스 팩