


인 S492/S494 부위 인 포스포-Brd4 토끼 다클론 항체 (Wb, 도트 블롯, Elisa용) - O60885

품목 번호: CM0000726



소개

BRD4의 S492/S494 부위를 표적으로 하는 인 특이적 포스포 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 도트 블롯, ELISA에서 인간 시료에 대해 반응성이 검증되었으며, 후성유전학적 기억 및 전사 조절 연구에 사용됩니다. 예상 분자량은 약 152 kDa이며, UniProt ID는 O60885입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-BRD4-S492/S494 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
반응 종	인간
GeneID (인간)	23476
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송 방식	아이스백