


인산화-Brd4-S498/S499 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O60885

품목 번호: CM0000845



소개

본 토끼 다클론 항체는 S498/S499 부위가 인산화된 내인성 BRD4만 검출합니다. 인간에 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 후성유전학적 기억 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-BRD4-S498/S499 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
종	인간
GeneID	23476
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송 방법	아이스팩