


Wb, Elisa용 Phospho-Brd4-T204 Rabbit Mab - O60885

품목 번호: CM0001163



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-BRD4-T204 Rabbit 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐의 트레오닌 204(T204)에서 인산화된 BRD4를 검출합니다. 후성유전 기억, 전사 조절 및 NF-kappa-B 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-BRD4-T204 Rabbit mAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
종(Species)	Human
GeneID (Human)	23476
GeneID	23476
면역원(Immunogen)	인간 BRD4 (NP_490597.1)의 T204 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)