


인산화-Brd4-T204 토끼 다클론항체 - O60885

품목 번호: CM0000823



소개

인산화-BRD4-T204 토끼 다클론항체는 트레오닌 204 위치에서 인산화된 BRD4를 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 후생유전학 및 전사 조절 연구에 적합합니다. ~152kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-BRD4-T204 토끼 다클론항체
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNKI; HUNKI; FSHRG4; 인산화-BRD4-T204
종	인간
유전자ID (인간)	23476
유전자ID	23476
면역원	합성 펩타이드: 인간 BRD4 (NP_490597.1)의 T204 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백