


Phospho-Brd4-T249 토끼 Pab (Wb용) - O60885

품목 번호: CM0001199



소개

Phospho-BRD4-T249 토끼 pAb는 Thr249 부위에서 인산화된 BRD4를 검출합니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플에서 WB 검증이 완료되었습니다. 후성유전학적 기억 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-BRD4-T249 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNK1; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
종	인간
유전자 ID (인간)	23476
유전자 ID	23476
면역원	합성 펩타이드 - 인간 BRD4 (NP_490597.1)의 T249 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스팩