


Phospho-C-Abl-Y412 Rabbit Pab - P00519

품목 번호: CM0000491



소개

Y412에서 인산화된 c-Abl을 검출하는 인산화 특이성 토끼 폴리클론항체. IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. ABL1 키나제 신호 전달, 세포사멸 및 세포골격 역동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
비고/별칭	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
종	인간
GeneID (인간)	25
GeneID	25
면역원	합성 펩타이드 인간 ABL1 (NP_009297.2)의 Y412 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00519
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백