


Wb, Ihc-P, Elisa용 인산화-C-Abl-Y412 토끼 다가클로날 항체 - P00519

품목 번호: CM0000426



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 사용하기 위한 인산화-c-Abl (Y412)에 특이적인 토끼 다가클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 실험쥐 샘플의 c-Abl 인산화를 검출합니다. 암, 키나제 신호 전달 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-c-Abl-Y412 토끼 pAb
비고/별칭	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABLI; BCR-ABL; bcr/abl; 인산화-c-Abl-Y412
종	사람(Human)
GeneID (사람)	25
GeneID	25
면역원	합성 펩타이드: 사람 ABL1 (NP_005148.2)의 Y412 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 실험쥐(Rat)
SWISS	P00519
단백질 크기	123kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)