


Phospho-C-Jun-S243 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

품목 번호: CM0000599



소개

Phospho-c-Jun-S243 Rabbit pAb은 Ser243에서 인산화된 인간, 마우스 및 랫트 c-Jun을 검출합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 이 항체는 AP-1 전사 복합체 및 암 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Jun-S243 Rabbit pAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S243
종	Human
유전자 ID (인간)	3725
유전자 ID	3725
면역원	합성 펩타이드 / A synthetic phosphorylated peptide around S243 of human Jun (NP_002219.1)
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백