


포스포-C-Jun-S63 토끼 Pab - P05412

품목 번호: CM0001709



소개

Phospho-c-Jun-S63 Rabbit pAb는 사람, 생쥐 및 쥐에서 Ser63 위치의 인산화된 c-Jun을 검출합니다. 전사 및 암 연구에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-c-Jun-S63 토끼 pAb
비고/별칭	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
종	사람
유전자ID (사람)	3725
유전자ID	3725
면역원	합성 펩티드 사람 Jun (NP_002219.1)의 S63 주변 합성 인산화 펩티드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩