


Phospho-C-Jun-S73 Rabbit Pab - P05412

품목 번호: CM0001691



소개

세린 73에서 인산화된 c-Jun을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플과 반응합니다. 암 및 면역 반응에서 AP-1 전사 인자 신호 전달을 연구하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Jun-S73 Rabbit pAb
비고/별칭	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3725
GeneID	3725
면역원	합성 펩타이드: 사람 c-Jun (NP_002219.1)의 S73 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카베고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)