


Phospho-C-Jun-S73 Rabbit Pab - P05412

품목 번호: CM0001064



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Phospho-c-Jun-S73 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트의 S73에서 인산화된 c-Jun을 검출합니다. 암 및 전사 연구용 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Jun-S73 Rabbit pAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
종	인간
GeneID	3725
면역원	인간 c-JUN (NP_002219.1)의 S73 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩