


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 인산화-C-Jun-T91 토끼 다클로날 항체 - P05412

품목 번호: CM0001220



소개

전사 인자 c-Jun(AP-1, p39)의 Thr91을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. JNK 신호 전달, 세포 증식 및 발암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
종	Human
유전자 ID	3725
면역원	인간 JUN (NP_002219.1)의 T91 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩